


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cmklr1 Para Wb E Elisa - Q99788

Número do item: CM0014436



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CMKLR1 humana (receptor de Chemerina), validado para WB e ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisa imunológica e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMKLR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1240
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 da CMKLR1 humana (NP_001135815.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99788
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo