

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cmtm6 Para Wb, Elisa - Q9Nx76

Número do item: CM0002386

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CMTM6 de alta qualidade para western blot (WB) e ELISA. Reconhece CMTM6 humano e de rato, um regulador principal da reciclagem de PD-L1 e da anergia de linfócitos T. Ideal para pesquisa em pontos de controle imunológicos e estudos de imunologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMTM6 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54918
ID do Gene	54918
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 84-183 da CMTM6 humana (NP_060271.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NX76
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Bolsa de gelo