

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cnbp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62633

Número do item: CM0013267

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CNBP para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar repressão transcricional e ligação a RNA. Proteína de 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNBP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
Espécie	Humano
ID do Gene	7555
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-170 da CNBP humana (NP_001120668.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62633
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo