

Anticorpo Policlonal Antic-Cndp1 Para Wb, Elisa - Q96Kn2

Número do item: CM0030127



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CNDP1 (CN1, CPGL2) validado para WB, ELISA. Tem como alvo a dipeptidase beta-Ala-His humana (carnosinase sérica); reage cruzadamente com camundongo, rato. Para pesquisa de metabolismo de carnosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNDP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84735
ID do Gene	84735
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do CNDP1 humano (NP_116038.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KN2
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo