

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Cndp2 Para Wb E Elisa - Q96Kp4

Número do item: CM0013858



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNDP2, validado para Western blot e ELISA em humano, camundongo e rato. Dipeptidase não específica citosólica envolvida no metabolismo da glutatona e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNDP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55748
ID do Gene	55748
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do CNDP2 humano (NP_060705.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KP4
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo