

Anticorpo Policlonal Anti-Cnga2 Para Wb, Elisa - Q16280

Número do item: CM0027294



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNGA2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização olfatória e canais iônicos ativados por nucleotídeos cíclicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNGA2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1260
GeneID	1260
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CNGA2 humano (NP_005131.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16280
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Em saco de gelo