

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cnga3 Para Wb, Elisa - Q16281

Número do item: CM0027386



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CNGA3 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reconhece a subunidade alfa-3 do canal controlado por cGMP dos fotorreceptores de cone, chave na fototransdução. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNGA3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCA; CNGG3; CCNCalpha; CNGA3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1261
GeneID	1261
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 do CNGA3 humano (NP_001289.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q16281
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo