

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cnga4 Para Wb, Elisa - Q8lv77

Número do item: CM0013013



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNGA4, adequado para aplicações de WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. CNGA4 é um canal dependente de nucleotídeo cíclico envolvido na transdução do sinal olfatório.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNGA4 Rabbit pAb
Observações/Alias	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1262
GeneID	1262
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 416-575 da CNGA4 humana (NP_001032406.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q8lv77
Peso Molecular	66kDa
Transporte	Bolsa de gelo