

Anticorpo Policlonal Anti-Cnmd Para Wb, Elisa - 075829

Número do item: CM0023317

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNMD humano (CHM1/LECT1), validado para WB e ELISA. Regula o crescimento de condrócitos e a angiogênese; adequado para pesquisa em desenvolvimento esquelético e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CNMD Rabbit pAb
Observações/Alias	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11061
GeneID	11061
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 75-334 da CNMD humana. (NP_008946.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075829
Peso da Proteína	37kDa
Transporte	Bolsa de gelo