

Anticorpo Policlonal Anti-Cnn3 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15417

Número do item: CM0024631

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNN3 humano (Calponina-3), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com CNN3 humano, de camundongo e de rato (~36 kDa). Ideal para pesquisa de contração muscular lisa e ligação à actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNN3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CNN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1266
ID do Gene	1266
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-329 do CNN3 humano (NP_001830.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Humano, Camundongo, Rato	
SWISS	Q15417
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo