

Anticorpo Policlonal Anti-Cnnm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nru3

Número do item: CM0020112

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o transportador de metais CNNM1 (ACDP1, CLP-1). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante abrangendo os aminoácidos 692-951 da CNNM1 humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CNNM1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ACDP1; CLP-1; CNNM1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26507
GeneID	26507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 692-951 da CNNM1 humana (NP_065081.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NRU3
Peso da proteína	104 kDa
Envio	Bolsa de gelo