

Anticorpo Policlonal Anti-Cnnm4/Acdp4 Para Wb, Elisa - Q6P4Q7

Número do item: CM0024569



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CNNM4 (ACDP4) humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisas sobre transporte de metais, biomineralização e função retiniana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNNM4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ACDP4; CNNM4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26504
ID do Gene	26504
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-775 do CNNM4 humano (NP_064569.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P4Q7
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de Gelo