

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cnot1 Para Wb, If/Icc, Elisa - A5Ykk6

Número do item: CM0030018



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CNOT1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece CNOT1 humano e de camundongo. Ideal para investigar mecanismos de deadenilação de mRNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CNOT1
Observações/Apelido	NOT1; CDC39; HPE12; NOT1H; VIBOS; AD-005; CNOT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23019
ID do Gene	23019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2137-2376 do CNOT1 humano (NP_057368.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	A5YKK6
Peso Proteico	267kDa
Envio	Saco de Gelo