


Anticorpo Policlonal Anti-Cnot8 Para Wb, Elisa - Q9Uff9

Número do item: CM0027527



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CNOT8 para WB e ELISA. Detecta CNOT8 humano e de camundongo, uma subunidade catalítica do complexo CCR4-NOT envolvida no deadenilação de mRNA e controle traducional. Adequado para biologia molecular e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNOT8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAF1; POP2; CALIF; Caf1b; hCAF1; CNOT8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9337
GeneID	9337
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-292 do CNOT8 humano (NP_004770.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UFF9
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo