

Anticorpo Policlonal Anti-Cnpase Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09543

Número do item: CM0019398



introdução

Anticorpo policlonal contra a CNPase humana (CNP) validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para neurobiologia, pesquisa de mielina e estudos antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	CNPase Rabbit pAb
Observações/Alcunha	CNP1; HLD20; CNPase
Espécie	Humana
ID do gene	1267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 152-421 da CNPase humana (NP_149124.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P09543
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo