


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cnpase Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

Número do item: CM0003321



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa o CNPase humano (P09543), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para biologia da mielina e pesquisa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNPase Rabbit mAb
Observações/Apelido	CNP1; HLD20; CNPase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1267
GeneID	1267
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 322-421 do CNPase humano (P09543)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09543
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo