


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cnpase Para Wb, If-P, Elisa - P09543

Número do item: CM0014807



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à CNPase humana (também conhecida como CNP1/CNP). Validado para WB, IF-P e ELISA com reatividade cruzada para rato e camundongo, ele suporta pesquisa em mielina, neurodegeneração e antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CNPase
Observações/Apelido	CNP1; HLD20; CNPase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1267
GeneID	1267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-421 da CNPase humana (NP_149124.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09543
Peso Molecular da Proteína	48kDa
Envio	Em saco de gelo