

Anticorpo Policlonal Anti-Cnpy2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2B0

Número do item: CM0012995

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNPY2 humano (MSAP, TMEM4, ZSIG9), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre crescimento de neuritos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CNPY2 Rabbit pAb
Observações/alias	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10330
ID do gene	10330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 da CNPY2 humana (NP_055070.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y2B0
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Gelo reutilizável