

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cnpy3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Bt09

Número do item: CM0025063

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CNPY3 (PRAT4A) humano, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Essencial para estudos de imunidade inata e dobramento de proteínas no RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNPY3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10695
GeneID	10695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-278 da CNPY3 humana (NP_006577.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BT09
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo