


Anticorpo Policlonal Anti-Cnr1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21554

Número do item: CM0016536



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNR1 (CB1) humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Útil para pesquisa de receptores canabinoides em neurociência e estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1268
GeneID	1268
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 401-472 do CNR1 humano (NP_001153698.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21554
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de Gelo