


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cntf Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P26441

Número do item: CM0023835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CNTF validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta CNTF em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre sobrevivência neuronal, diferenciação e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-CNTF
Observações/Alias	HCNTF; CNTF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1270
ID do Gene	1270
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 24-74 do CNTF humano (NP_000605.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26441
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo