


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cntn1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12860

Número do item: CM0023601



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CNTN1, também conhecido como F3/GP135, validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudos de pesquisa em desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNTN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1272
GeneID	1272
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do CNTN1 humano (NP_778203.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q12860
Peso Molecular da Proteína	113kDa
Envio	Em bolsa de gelo