

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cntn3 Para Wb, Elisa - Q9P232

Número do item: CM0016179



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CNTN3 humano (Contactin-3, BIG-1, PANG) validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas de adesão celular neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNTN3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5067
GeneID	5067
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 do CNTN3 humano (NP_065923.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9P232
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco com gelo