

## Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Cntn4 Para Wb E Elisa - Q8Iwv2

Número do item: CM0014056

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CNTN4 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a Contactina-4 humana (BIG-2), uma molécula de adesão celular neural envolvida no crescimento de neuritos e na sinaptogênese. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CNTN4 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Observações/Alias   | AXCAM; BIG-2; CNTN4                                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)     | 152330                                                                                                                         |
| GeneID              | 152330                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 448-697 da CNTN4 humana (NP_001193885.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | Q8I WV2                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 113kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |