

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fator Iii Da Coagulação/Fator Tecidual Para Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Número do item: CM0018174



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Fator III da coagulação/Fator tecidual humano (CD142, TF). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre hemostasia e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho contra o Fator III da coagulação/Fator tecidual
Observações/Apelidos	TF; TFA; CD142; Fator III da coagulação/Fator tecidual
Espécie	Humana
ID do gene	2152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-251 do Fator III da coagulação/Fator tecidual humano (NP_001984.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P13726
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Em bolsa de gelo