

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra O Fator X Da Coagulação (F10) Para Wb, If/Icc, Elisa - P00742

Número do item: CM0015514



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o fator X da coagulação humana (F10). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre hemostasia, trombose e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	F10 pAb de coelho
Observações/Apelido	FX; FXA; F10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2159
GeneID	2159
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-488 do F10 humano (NP_000495.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P00742
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo