


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Coch Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43405

Número do item: CM0030670



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cocleína humana (COCH/COCH5B2), validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Expresso no ouvido interno, a cocleína regula a forma e a motilidade celular. Ideal para pesquisas sobre audição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COCH pAb de Coelho
Observações/Apelido	DFNA9; COCH5B2; DFNB110; COCH-5B2; COCH
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	1690
ID do Gene	1690
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-260 do COCH humano (NP_001128530.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43405
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo