

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cofilina Para Wb, Elisa - P23528

Número do item: CM0008660



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-Cofilina da CamelBio tem como alvo a Cofilina-1 humana (P23528) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, auxilia no estudo da dinâmica de actina, migração celular e desenvolvimento embrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cofilina mAb de Coelho
Observações/Apelido	CFL; cofilina; HEL-S-15; Cofilina
Espécie	Humano
ID do Gene	1072 (Humano)
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Cofilina humana (P23528)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23528
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo