

Anticorpo Policlonal Anti-Cog1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtw3

Número do item: CM0022327

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COG1 humano, uma subunidade conservada do complexo oligomérico de Golgi. Adequado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a função do Golgi e CDG2G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	COG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LDLB; CDG2G; COG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9382
ID do gene	9382
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 835-935 do COG1 humano (NP_061184.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8WTW3
Peso da proteína	109 kDa
Envio	Bolsa de gelo