

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cog2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14746

Número do item: CM0027737

introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho direcionado à COG2 (Q14746), uma subunidade conservada do complexo oligomérico do Golgi essencial para a morfologia e função do Golgi. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de tráfego do Golgi e distúrbios congênitos da glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COG2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LDLC; CDG2Q; COG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22796
GeneID	22796
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da COG2 humana (NP_031383.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14746
Peso Proteico	83kDa
Transporte	Saco de Gelo