

Anticorpo Policlonal Anti-Cog3 Para Wb, Elisa - Q96Jb2

Número do item: CM0021386

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o COG3 (SEC34) humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Útil para estudos de transporte de Golgi. 94 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COG3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SEC34; COG3
Espécie	Humano
ID do Gene	83548 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do COG3 humano (NP_113619.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96JB2
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Saco de gelo