


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cog4 Para Wb, Elisa - Q9H9E3

Número do item: CM0014176



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o COG4 humano, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função do Golgi, a montagem do SNARE-pin e o transporte retrógrado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-COG4
Observações/Aliaças	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	25839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-410 do COG4 humano (NP_056201.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9H9E3
Peso da proteína	89 kDa
Envio	Bolsa de gelo