

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cog6 Para Wb, Elisa - Q9Y2V7

Número do item: CM0015469

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra COG6 humano (SWISS Q9Y2V7), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisas sobre o aparelho de Golgi e estudos de distúrbios congênitos de glicosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COG6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57511
GeneID	57511
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 508-657 do COG6 humano (NP_065802.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9Y2V7
Peso Proteico	73kDa
Envio	