

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cog7 Para If/Icc, Elisa - P83436

Número do item: CM0028603

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao COG7 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Adequado para estudos de função do Golgi e transporte proteico. Reconhece COG7 humano (P83436).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COG7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CDG2E; COG7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	91949
GeneID	91949
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 511-770 do COG7 humano (NP_705831.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P83436
Peso Proteico	86kDa
Transporte	Saco de Gelo