

## Anticorpo Policlonal Anti-Coilina Para Wb, Ip, Elisa - P38432

Número do item: CM0029420

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Coilina humana (p80-coilina) para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de dinâmica dos corpos de Cajal e montagem de snRNP.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Coilina Coelho pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelido | CLN80; p80-coilina; Coilina                                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 8161                                                                                                                         |
| GeneID              | 8161                                                                                                                         |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 297-576 da Coilina humana (NP_004636.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | P38432                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 63kDa                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                 |