

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Coilin Para Wb, Elisa - P38432

Número do item: CM0011882

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra Coilin humana (p80-coilin), validado para WB e ELISA. Detecta Coilin em corpos de Cajal; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de biogênese de snRNP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coilin Rabbit mAb
Observações/Alias	CLN80; p80-coilin; Coilin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	8161
GeneID	8161
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Coilin humana (P38432).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P38432
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo