

Anticorpo Policlonal Anti-Col11A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12107

Número do item: CM0013792

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL11A1 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudo da matriz extracelular da cartilagem e da fibrilogênese do colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL11A1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1301
GeneID	1301
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 260-430 da COL11A1 humana (NP_542196.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12107
Peso Proteico	181 kDa
Transporte	Bolsa de gelo