

Anticorpo Policlonais Anti-Col11A2 Para Wb, Elisa - P13942

Número do item: CM0013643

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL11A2 validado para WB e ELISA. Direciona-se à cadeia alfa-2(XI) do colágeno humano (172 kDa), envolvida na fibrilogênese. Útil para pesquisa de MEC, estudos de perda auditiva e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	COL11A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFN53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1302
ID do Gene	1302
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-380 da COL11A2 humana (NP_542411.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13942
Peso da Proteína	172kDa
Transporte	Bolsa de gelo