

Anticorpo Policlonal Anti-Col1A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P02452

Número do item: CM0025577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL1A1 humano (cadeia alfa-1(I) do colágeno). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta COL1A1 humano e de camundongo. Imunógeno recombinante (aa 1359-1464). Para pesquisa de matriz extracelular, colágeno e osso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL1A1 pAb de Coelho
Observações/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Colágeno I/COL1A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1277
GeneID	1277
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1359-1464 de COL1A1 humano (NP_000079.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02452
Peso da Proteína	139kDa
Envio	Bolsa de gelo