


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Col2A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02458

Número do item: CM0009194



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-COL2A1 Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com COL2A1 humano; essencial para pesquisas de cartilagem e estudos de desenvolvimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL2A1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFH1; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1242-1487 do COL2A1 humano (NP_001835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02458
Peso da Proteína	30 kDa/134 kDa/142 kDa
Envio	Saco com gelo