


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Col2A1 Para Wb, Elisa - P28481

Número do item: CM0026642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL2A1, específico para tecidos cartilagosos. Validado para WB e ELISA, reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de desenvolvimento esquelético e cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	COL2A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1280
GeneID	12824
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P28481
Peso da Proteína	132-142 kDa
Envio	Saco de gelo