


Anticorpo Policlonal Anti-Col4A1 Para Wb E Elisa - P02462

Número do item: CM0018222



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL4A1 (Cadeia alfa-1(IV) do colágeno) humana para WB e ELISA. Imunógeno recombinante direcionado aos aminoácidos 1445-1669. Ideal para estudos de membrana basal, angiogênese e MEC. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BSVD, BSVD1, RATOR, PADMAL, COL4A1s, COL4A1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1282
GeneID	1282
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1445-1669 da COL4A1 humana (NP_001836.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02462
Peso da Proteína	161kDa
Envio	Bolsa de gelo