


Anticorpo Policlonal Anti-Col4A2 Para Wb, Elisa - P08572

Número do item: CM0028943



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia de colágeno alfa-2(IV) humana (COL4A2). Validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para estudos de membrana basal, angiogênese e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A2 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1284
ID do Gene	1284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1486-1712 do COL4A2 humano (NP_001837.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08572
Peso Proteico	168kDa
Envio	Saco de gelo