


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Col4A3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

Número do item: CM0021639



introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-COL4A3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a cadeia alfa-3(IV) do colágeno, uma proteína chave da membrana basal envolvida na filtração glomerular e na pesquisa de angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1285
GeneID	1285
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1555-1669 do COL4A3 humano (NP_000082.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01955
Peso Proteico	162kDa
Transporte	Bolsa de gelo