

Anticorpo Policlonal Anti-Col4A3Bp (Cert, Gbp, Stard11) - Q9Y5P4

Número do item: CM0014668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL4A3BP humano (CERT, GPBP, STARD11). Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de transferência de ceramida, que medeia o transporte lipídico não vesicular do RE para o Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A3BP Rabbit pAb
Observações/Alias	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10087
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 369-598 de COL4A3BP humano (NP_112729.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5P4
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo