


Anticorpo Policlonais Anti-Col4A5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29400

Número do item: CM0028969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a cadeia alfa-5 do colágeno tipo IV humano, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigações sobre biologia da membrana basal glomerular e síndrome de Alport.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1287
ID do Gene	1287
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1462-1691 da COL4A5 humana (NP_203699.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29400
Peso da Proteína	161kDa
Transporte	Saco de gelo