


Anticorpo Policlonal Anti-Col6A2 Para Wb, Elisa - P12110

Número do item: CM0024702



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o COL6A2 humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e colágeno VI. SWISS: P12110.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL6A2 pAb Coelho
Observações/Apelido	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1292
GeneID	1292
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 720-1019 do COL6A2 humano (NP_001840.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12110
Peso da Proteína	109kDa
Envio	Saco de gelo