

Anticorpo Policlonal Anti-Col9A1 Para Wb E Elisa - P20849

Número do item: CM0029357



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COL9A1 humano, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para rato. Adequado para pesquisa em matriz extracelular de cartilagem e vítreo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL9A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Espécie	Humano
ID do Gene	1297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-270 do COL9A1 humano (NP_001842.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P20849
Peso da Proteína	92kDa
Transporte	Bolsa de gelo