

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Colec11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

Número do item: CM0029650



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho COLEC11 adequado para aplicações de WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo a colectina-11, uma lectina envolvida na imunidade inata, apoptose e embriogênese. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COLEC11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	78989
ID do Gene	78989
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-271 do COLEC11 humano (NP_076932.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWP8
Peso Proteico	29kDa
Envio	Bolsa de Gelo