

Anticorpo Policlonais Anti-Colec12 Para Wb, Elisa - Q5Ku26

Número do item: CM0013737



introdução

Anticorpo policlonais de coelho contra COLEC12, adequado para Western blot e ELISA. Reage com COLEC12 (CL-P1, SRCL) humano e murino. Útil para estudo das funções de receptores de varredura na defesa do hospedeiro e captação de oxLDL.

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Detalhes
Nome do Produto	COLEC12 Rabbit pAb
Apelidos	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-270 do COLEC12 humano (NP_569057.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5KU26
Peso Molecular da Proteína	82kDa
Transporte	Bolsa de gelo